

同其他的体外测量系统相比, SPF-290S有哪些优点 同其他的体外测量系统相比, SPF-290S有哪些优点

客户选择SPF-290S而不选其他的测试仪器主要有以下重要原因：

1、最早推出，也是最好的测试仪器：Optometircs最先推出了用于SPF分析的特定的分光光度计和软件。在过去的16年来，一直走在这一重要测试技术的前沿。

2、测试速度快：防晒因子测量的过程包括制订配方，涂抹并散布于基片上让其干燥。这将需要花费30多分钟的时间。至于SPF-290S测量仪的测量过程本身，只需要2-3分钟（其中大部分时间又无需看管）

3、自动化程度高：SPF-290S的X-Y轴平移台允许启动后无人值守，可让用户更有效地利用时间。

4、精度高：有些Optometrics的客户告诉我们，蓝菲光学的产品对同一个样品测试两次，得不到相同的测试结果。Optometrics则可提供验证工具包，以确保测量的质量。

5、支持力度大：Optometrics提供全套的安装服务，以及现场或者特定场所培训。

(唯一的)问答 ID: #1036

作者: RAYSCI

更新时间：2017-11-22 11:17