

激光观察镜和红外相机常见问答

我们使用氢气的安全性？从安全角度方面考虑，用氢气发生气还是用瓶装氢气？氢气发生气的质量能满足使用要求吗？
我们使用氢气的安全性？从安全角度方面考虑，用氢气发生气还是用瓶装氢气？氢气发生气的质量能满足使用要求吗？

答: 氢气发生器特点：1、安

全：不需要储存高压氢气，可常年运行，根据需要自动调整流量，无危险，可以做到安全运行。

2、维护：日常仅需要添加去离子水即可。我们一般建议使用氢气发生气。如果客户需要我们也可以配置氢气泄漏报警器，这样可以保证绝对安全。

(唯一的)问答 ID: #1016

作者: RAYSCI

更新时间：2017-11-22 07:45