

其他常见问答总结

SPF-290S工作原理

SPF-290S就是一台专门测量化妆品防晒指数（即SPF值）的紫外分光光度计。如上图，它由紫外光源、样品台、分光光栅、探测和数据采集部件以及控制软件组成。该仪器通过多次、多点测量化妆品（均匀涂在一块模拟人体皮肤的薄膜上）的紫外透射光谱，通过软件计算得出该化妆品的SPF值。

(唯一的)问答 ID: #1033

作者: RAYSCI

更新时间：2017-11-22 11:14